

ГРЕЛОЧКА «ХОРОШОЙ ЖИВОТИК» NIP, Германия

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием Грелочки «Хороший Животик».

Многоразовая согревающая подушечка «Хороший Животик» с ароматом лаванды, наполненная гелем с экстрактом вереска, успокаивает боли в желудке, вызванные коликами или проблемами с пищеварением. Обеспечивает тепло и комфорт. При правильной эксплуатации Грелочка может использоваться в течение 1 года. Она подходит для детей и взрослых.

Нагревание

Нагрейте Грелочку в микроволновой печи, при мощности 600 Вт, в течение 30 секунд до температуры, комфортной для младенцев (примерно 42 ° C). При других мощностях СВЧ, пожалуйста, измените время нагревания соответственно (300 Вт - около 60 сек; 800 Вт - 20 сек).

После нагревания, возьмите в руки Грелочку и хорошо ее помните, что бы тепло равномерно распределилось. Если Грелочка не достигла нужной температуры, повторите процесс. Для этого, Грелочку следует снова положить в микроволновую Печь и нагревать по 15 секунд с интервалами, вынимая и проверяя ее температуру.

Проверьте температуру Грелочки перед использованием, для этого осторожно приложите Грелочку к внутренней стороне предплечья. Если температура согревающей подушечки слишком горяча, пожалуйста, дайте ей остыть перед использованием.

Не оставляйте Грелочку без присмотра при нагревании в микроволновой печи. Если подушечку раздувает, немедленно остановите процедуру. Будьте осторожны во время следующего нагревания, для этого нужно снизить мощность или сделать время нагревания более коротким.

Перегрев может повредить Грелочку и привести к ожогам на коже.

Поврежденная Грелочка не должна больше использоваться.

Внимание! Не подходит для нагревания в духовке, на гриле или в ванной с горячей водой.

Инструкция по уходу

При загрязнении, промойте Грелочку под струей теплой воды или протрите влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители. Не класть в посудомоечную машину или стиральную машину. Храните Грелочку в сухом и прохладном месте.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Важная информация для Вашей безопасности и Вашего ребенка: Внимание!

Грелочка это медицинский продукт, а не игрушка, и соответственно должна использоваться под наблюдением взрослых. Содержание Грелочки абсолютно безвредно. Если гель попадет на кожу или глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Случаи раздражения кожи и глаз не известны.

Дети более чувствительны к теплу, чем взрослые. Температура Грелочки для кожи ребенка не должна превышать 42 ° C во избежание ожогов или раздражения чувствительной кожи ребенка.

Не рекомендуется использование Грелочки при острых воспалительных заболеваниях.